

## سیستم عکس برداری میکروسکوپ مدل LCD-200



### معرفی:

این سیستم عکس برداری به آسانی جایگزین لنز چشمی میکروسکوپ های مختلف (بیولوژی، اینورت، لوپ، متالوژی، پلاریزان و ...) شده و به این ترتیب تصویر نمونه ی زیر میکروسکوپ، از طریق صفحه ی LCD قابل مشاهده خواهد بود.

### شرکت میکروطب

آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان فرصت شیرازی، پلاک ۶۲، طبقه دوم

سایت: [www.microteb.com](http://www.microteb.com)

فکس: ۰۲۱ - ۶۶۹۰۳۳۵۴

تلفن: ۰۲۱ - ۶۶۹۷۶۰۳۷

## ویژگی ها:

- قابلیت نصب بر روی انواع میکروسکوپ های دو چشمی
- عکس برداری و فیلم برداری بدون نیاز به کامپیوتر
- ذخیره سازی تصاویر و فیلم ها بر روی حافظه جانبی
- مشاهده ی عکس ها و فیلم های ذخیره شده بدون نیاز به کامپیوتر از طریق صفحه ی LCD دوربین
- مجهز به ۲ گیگابایت حافظه جانبی
- قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق کابل USB جهت انتقال و مشاهده ی تصاویر
- قابلیت اتصال به تلویزیون



## مشخصات فنی:

<b>Image Sensor</b>	2.0 Mega pixel CMOS interpolation to 5M
<b>Resolution</b>	(5Mp) 2560x1920, (3Mp) 2048x1536, (2Mp) 1600x1200
<b>Image Format</b>	JPEG, AVI
<b>External Memory Slot</b>	S.D
<b>Digital Zoom</b>	8X
<b>White Balance</b>	Manual / Auto
<b>LCD for preview / playback</b>	3.6" TFT LCD
<b>TV Out</b>	Yes
<b>Self- Timer</b>	Off, 10 / 15 / 20 sec.
<b>Power</b>	DC5V Power adapter
<b>USB type</b>	USB 2.0 full speed
<b>Accessories</b>	CD, User's Manual, USB Cable, Video Cable, Power adapter

شرکت میکروطب

آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان فرصت شیرازی، پلاک ۶۲، طبقه دوم

سایت: [www.microteb.com](http://www.microteb.com)

فکس: ۰۲۱ - ۶۶۹۰۳۳۵۴

تلفن: ۰۲۱ - ۶۶۹۷۶۰۳۷