

سیستم عکس برداری و فیلم برداری میکروسکوپی MD-130

این سیستم طوری طراحی شده که با قرار گرفتن به جای لنز چشمی میکروسکوپ بر روی انواع میکروسکوپ های دوچشمی قابل نصب باشد و تصاویر را از طریق درگاه USB به کامپیوتر منتقل نماید.



Specification:	
Sensor type:	1/2" CMOS
Active pixel :	1280x1024
Resolution :	SXGA 1280x1024 (1.3 Megapixel) VGA 640x480
Pixel size:	5.2um X 5.2um
Frame rate:	1280x1024 15fps 640x480 30fps
Exposure:	Manual/Auto Exposure
SNR:	54dB
Output port:	USB2.0

شرکت میکروطب

آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان جمال زاده شمالی، خیابان فرصت شیرازی، شماره ۶۸، طبقه دوم
تلفن: ۰۲۱ - ۶۶۹۷۶۰۳۷ فاکس: ۰۲۱ - ۶۶۹۰۳۳۵۶ سایت: www.microscope.ir