

میکروبین

سیستم عکس برداری و فیلم برداری میکروسکوپ



ویژگی ها:

قابلیت نصب بر روی انواع میکروسکوپ های آزمایشگاهی و تحقیقاتی، سه چشمی یا دوچشمی

ارتباط با کامپیوتر بصورت مستقیم از طریق درگاه USB (بدون نیاز به کارت کپچر یا واسطه)

سادگی انتقال از یک میکروسکوپ به میکروسکوپ دیگر

مجهز به سامانه عکس برداری زمان بندی شده

مجهز به نرم افزار اندازه گیری مقاطع میکروسکوپی با دقت بسیار بالا

مشاهده و ضبط تصاویر میکروسکوپ، به صورت زنده و مستقیم بر روی مانیتور و یا پرده ویدیو پروژکتور

Model	MB-1485LE	MB-1465LE	MB-1555LE	MB-2250
Sensor size	1/2"	1/2"	1/3"	1/1.8"
Pixel size (µm)	2.2	3.2	2.8	4.4
Resolution (h x v)	2560 x 1920	2048 x 1536	1600 x 1200	1600 x 1200
Pixel Class	5 MP	3.3 MP	2 MP	2 MP
Interface	USB 2.0			
Made in	Germany			

شرکت میکروطب

آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان جمال زاده شمالی، خیابان فرصت شیرازی، شماره ۶۲، طبقه دوم

سایت: www.microteb.com

فاکس: ۰۲۱ - ۶۶۹۰۳۳۵۶

تلفن: ۰۲۱ - ۶۶۹۷۶۰۳۷