

میکروسکوپ بیولوژی مدل XSZ-150



XSZ-150PT سه چشمی



XSZ-150P دو چشمی

مشخصات فنی:

بزرگنمایی:	۴۰ تا ۱۰۰۰ برابر
لنز چشمی:	Wide field 10x
لنز شی ای (Plan):	4x, 10x, 40x, 100x (oil)
اندازه میز کار (Stage):	180 x 150 mm
منبع نور:	لامپ هالوژن 12v و 20w

ویژگی ها:

- مناسب جهت آزمایشگاه ها، مراکز دانشگاهی و آموزشی، کاربردهای شخصی
- قابلیت نصب هد سه چشم جهت اتصال به سیستم های عکس برداری میکروسکوپی
- دارای قابلیت تنظیم و کانونی نمودن نور میکروسکوپ

شرکت میکروطب

آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان فرصت شیرازی، پلاک ۶۲، طبقه دوم

سایت: www.microteb.com

فکس: ۰۲۱ - ۶۶۹۰۳۳۵۴

تلفن: ۰۲۱ - ۶۶۹۷۶۰۳۷