

میکروسکوپ بیولوژی مدل XY-B2



مشخصات فنی:

سیستم اپتیکی:	Color corrected infinity
هد:	هد سه چشمی با زاویه ۳۰ درجه
بزرگنمایی:	۴۰ تا ۱۰۰۰ برابر
لنز چشمی:	Plan 10x
لنز شی ای (Infinity Plan Achromat):	4x, 10x, 20x, 40x, 100x (oil)
اندازه میز کار (Stage):	175 x 145 mm، میزان جابجایی: 75 x 50 mm
کندانسور:	NA1.2 / 0.22 swing achromatic condenser
منبع نور:	لامپ هالوژن 90v ~ 240v / 6v 30w

شرکت میکروطب

آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان فرصت شیرازی، پلاک ۶۲، طبقه دوم

سایت: www.microteb.com

فکس: ۰۲۱ - ۶۶۹۰۳۳۵۴

تلفن: ۰۲۱ - ۶۶۹۷۶۰۳۷

ویژگی ها:

- مناسب جهت آزمایشگاه ها و کاربرد های کلینیکال، مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی
- مجهز به هد سه چشمی جهت اتصال به سیستم عکس برداری میکروسکوپی
- مجهز به ۵ لنز شی ای **Infinity Plan Achromat** جهت مشاهده واضح تصاویر
- مجهز به کندانسور با قابلیت چرخش و خارج شدن از مسیر نور
- دارای قابلیت تنظیم و کانونی نمودن نور میکروسکوپ

شرکت میکروطب

آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان فرصت شیرازی، پلاک ۶۲، طبقه دوم

سایت: www.microteb.com

فکس: ۰۲۱ - ۶۶۹۰۳۳۵۴

تلفن: ۰۲۱ - ۶۶۹۷۶۰۳۷